

# Sterican® und Sterican® Mix

## Standard-Einmalkanülen

### Produkteigenschaften

- Einmalkanüle aus nichtrostendem Stahl
- Silikonölbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen, kompatibel mit Luer und Luer-Lock Einmalspritzen
- Transparente Verschlusskappe aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### Anwendungsvorteile

- Umfassendes Produktsortiment an Kanülen in verschiedenen Gauge-Größen und Längen
- 3-Facetten-Schliff
- Leichtere Identifikation der Gauge-Größe durch farbcodierten Konus



### Sterican® und Sterican® Mix Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Farb-codierung	Gauge-Größe, Länge	Außendurch-messer x Länge	Schliff	VE/Karton*	Art.-Nr.	PZN**
■ Hellgelb	Sterican® 30G, 12 mm	0,30 mm x 12 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4656300B	18746295
■ Grau	Sterican® 27G, 12 mm	0,40 mm x 12 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4665406B	18746326
■ Grau	Sterican® 27G, 20 mm	0,40 mm x 20 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657705B	18746332
■ Grau	Sterican® 27G, 25 mm	0,40 mm x 25 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	9186174B	18746349
■ Grau	Sterican® 27G, 40 mm	0,40 mm x 40 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	9186182B	18746355
■ Braun	Sterican® 26G, 12 mm	0,45 mm x 12 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4665457B	18746361
■ Braun	Sterican® 26G, 25 mm	0,45 mm x 25 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657683B	18746378
■ Orange	Sterican® 25G, 16 mm	0,50 mm x 16 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657853B	18746384
■ Orange	Sterican® 25G, 25 mm	0,50 mm x 25 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	9186158B	18746390
■ Orange	Sterican® 25G, 40 mm	0,50 mm x 40 mm	Kurzschliff	40 x 100 Stück	9186166B	18746409
■ Lila	Sterican® 24G, 25 mm	0,55 mm x 25 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657675B	18746415
■ Blau	Sterican® 23G, 25 mm	0,60 mm x 25 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657667B	18746421
■ Blau	Sterican® 23G, 30 mm	0,60 mm x 30 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657640B	18746438
■ Blau	Sterican® 23G, 40 mm	0,60 mm x 40 mm	Kurzschliff	40 x 100 Stück	4666410B	18746444
■ Blau	Sterican® 23G, 60 mm	0,60 mm x 60 mm	Langschliff	30 x 100 Stück	4665600B	18746450

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück

\*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Farb-codierung	Gauge-Größe, Länge	Außendurch-messer x Länge	Schliff	VE/Karton*	Art.-Nr.	PZN**
■ Schwarz	Sterican® 22G, 30 mm	0,70 mm x 30 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657624B	18746473
■ Schwarz	Sterican® 22G, 40 mm	0,70 mm x 40 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4660021B	18746496
■ Schwarz	Sterican® 22G, 50 mm	0,70 mm x 50 mm	Langschliff	30 x 100 Stück	4650018B	18746504
■ Grün	Sterican® 21G, 25 mm	0,80 mm x 25 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657543B	18746510
■ Grün	Sterican® 21G, 40 mm	0,80 mm x 40 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657527B	18746527
■ Grün	Sterican® 21G, 50 mm	0,80 mm x 50 mm	Langschliff	30 x 100 Stück	4665503B	18746533
■ Gelb	Sterican® 20G, 25 mm	0,90 mm x 25 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657500B	18746585
■ Gelb	Sterican® 20G, 40 mm	0,90 mm x 40 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657519B	18746591
■ Gelb	Sterican® 20G, 50 mm	0,90 mm x 50 mm	Kurzschliff	30 x 100 Stück	4667093B	18746616
■ Gelb	Sterican® 20G, 70 mm	0,90 mm x 70 mm	Langschliff	30 x 100 Stück	4665791B	18746622
■ Elfenbein	Sterican® 19G, 30 mm	1,10 mm x 30 mm	Kurzschliff	40 x 100 Stück	4665317B	18746639
■ Elfenbein	Sterican® 19G, 40 mm	1,10 mm x 40 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4657799B	18746645
■ Elfenbein	Sterican® 19G, 40 mm	1,10 mm x 40 mm	Kurzschliff	40 x 100 Stück	4665112B	18746651
■ Elfenbein	Sterican® 19G, 50 mm	1,10 mm x 50 mm	Langschliff	30 x 100 Stück	4665511B	18746668
■ Rosa	Sterican® 18G, 40 mm	1,20 mm x 40 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	4650034B	18746674
■ Rosa	Sterican® 18G, 40 mm	1,20 mm x 40 mm	Kurzschliff	40 x 100 Stück	4665120B	18746680
■ Rosa	Sterican® 18G, 50 mm	1,20 mm x 50 mm	Kurzschliff	30 x 100 Stück	4667123B	18746697
■ Hellgrün	Sterican® 14G, 80 mm	2,10 mm x 80 mm	Kurzschliff	20 x 100 Stück	4665473B	18746705

#### Sterican® und Sterican® Mix: Stumpfe Varianten

■ Grau	Sterican® 27G, 25 mm	0,40 mm x 25 mm	Stumpf, 90°	40 x 100 Stück	9180117B	18746711
■ Grün	Sterican® 21G, 22 mm	0,80 mm x 22 mm	Stumpf, 90°	40 x 100 Stück	9180109B	18746728
■ Rosa	Sterican® Mix 18G, 40 mm	1,20 mm x 40 mm	Stumpf, 90°	40 x 100 Stück	4038088B	18746734

#### Sterican® Mix: Halbstumpfe Varianten

■ Rot	Sterican® Mix 18G, 40 mm	1,20 mm x 40 mm	Halbstumpf, 40°	40 x 100 Stück	4550400B	18746740
-------	--------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------	----------

\* Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück

\*\* PZN gültig für Packung zu 100 Stück