

Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)  
Association for Applied Hygiene

– Desinfektionsmittel-Kommission im VAH –  
Disinfectant Commission in VAH

**Zertifikat / Certificate**

über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for conformity of efficacy tests for

**Stabimed® ultra**

mit den Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren –  
Stand 2.4.2015 und nachfolgenden Aktualisierungen und Mitteilungen

with the requirements and methods of VAH-certification for chemical disinfection procedures –  
as per 2 April 2015 and following revisions and announcements.

ANTRAGSTELLER / APPLICANT:

**B. Braun Medical AG**  
**Seesatz 17**  
**CH-6204 Sempach**

VERTRIEB / DISTRIBUTOR:

**B. Braun Melsungen AG**  
**Carl-Braun-Str. 1**  
**34212 Melsungen**

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g: / Quantity of active substances per 100 g:  
**0,16% Peressigsäure in situ (verdünnt 10g/l in Wasser)**


Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird:  
This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the application domains listed below at the specified concentration/contact time ratios:

Instrumentendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis (Bakterizidie und Levurozidie) Instrument disinfection for prophylaxis in hospital and primary healthcare (bactericidal activity and yeasticidal activity)					
Organische Belastung Interfering substance		Einwirkzeit in min Contact time in min			
gering/clean conditions	hoch/dirty conditions	5	15	30	60
	X	0,5%			
Zusätzlich wirksam gegen / Additionally active against Mycobacterium terrae (Tuberkulozidie / tuberculocidal activity)					
	X	2,0%	1,0%		
Zusätzlich wirksam gegen / Additionally active against Mycobacterium avium (Mykobakterizidie / mycobactericidal activity)					
	X		1,5%		
Zusätzlich wirksam gegen / Additionally active against Aspergillus brasiliensis (Fungizidie / fungicidal activity)					
X			2,0%		

Das Zertifikat ist gültig vom 20.01.2024 bis zum 20.01.2027 (3 Jahre) /  
Certificate is valid from 20.01.2024 until 20.01.2027 (3 years)

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der Desinfektionsmittelkommission im VAH einverstanden erklärt und rechtsverbindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachte Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die Erstellung der Gutachten eingesetzten Mustern ist. /  
The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules of the disinfectant commission in the VAH valid at the time of application and has legally binding confirmed that the distributed product is identical with the product used for the activity testing.

Bonn, den **14.11.2023**  
Place/Date



Der Vorsitzende der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH  
The Chairman of the Disinfectant Commission in VAH

Az.: N23/332

